



FOR IN VITRO RESEARCH USE ONLY

NOT FOR USE IN HUMANS OR ANIMALS

✓

USA: proteintech@ptglab.com↔

Europe: europe@ptglab.com↔

China: service@ptglab.com+

HRP 标记试剂盒说明书

试剂盒组分

- 辣根过氧化酶 (Activated HRP), 1 管(瓶) 冻干粉
- 反应启动液 (Modifier Reagent), 1 管
- 反应终止液 (Quencher Reagent), 1 管
- 产物保护液 (Protection Reagent), 1 管

储存条件

该试剂盒在低温下运输,收到后请置于-20℃保存,保存时间1年。

操作步骤

- 1. 从-20 ℃ 中取出 HRP 标记试剂盒,室温条件下平衡 30 分钟,使反应**启动液**和反应**终止液**充分解冻后混匀。
- 2. 向每 $10~\mu l$ 待标记的抗体或其它蛋白分子溶液中加入 $1~\mu l$ 反应**启动液**,用移液枪反复吹打几次以充分混匀,避免产生气泡。
- 3. 打开辣根过氧化酶管(瓶)盖,将上述已启动的抗体或其它蛋白溶液直接加到该管(瓶)中,用移液枪反复吹打几次以充分混匀,避免产生气泡,室温放置 3 小时。
- 4. 向辣根过氧化酶反应管 (瓶) 中加入反应**终止液**,比例为每 $10\,\mu$ l 抗体或其它蛋白溶液加入 $1\,\mu$ l 反应终止液,充分混匀,室温放置 $1\,$ 小时。
- 5. 终止完成后,加入等体积的产物保护液,充分混匀,置于-20 ℃ 保存。(当待标记抗体或其它蛋白溶液中已含有 50%甘油时,不需此步)

注意事项

- 1. 待标记的抗体, 其效价应该在1:20 以上。
- 2. 抗体缓冲液: 以 0.01M pH7.4 PBS 为佳,最好不含有甘油、叠氮钠、氨基物质(包括甘氨酸、Tris 等)。但是,少量的氨基物质(<0.05M)和少量的叠氮钠(<0.02%)对标记结果不会产生严重影响。如果待标记抗体含有高于以上浓度的物质,需用 0.01M pH7.4 PBS 缓冲溶液进行充分透析。
- 3. 抗体用量:浓度应在 0.5 5 mg/ml 之间。具体用量参照下表:

丰 1	相应抗体或其它蛋白分子标记量及体积关系
衣 1.	相巡机仰以共匕茧口分丁协比里及仰伏大杀

产品编号	HRP 量	抗体量	反应最佳体积
KHP-200U	200 μg	200 - 800 μg	200 μl
KHP-500U	500 μg	500 - 2000 μg	500 μl
KHP-1000U	1000 μg	1000 - 4000 μg	1000 μl
KHP-5000U	5000 μg	5000 - 20000 μg	5000 μl

- 注: 抗体用量可以根据实验需要进行调整。在相应的 HRP 用量范围内, 抗体量越少, HRP 标记效率越充分。
- 4. 本产品也可以用于带有氨基基团的蛋白质连接,其具体用量根据试验需要进行适当调整。