

beta- Actin Mouse Monoclonal Antibody

beta -Actin 鼠单克隆抗体

产品名称: beta -Actin 鼠单克隆抗体

目录号: NC 010

保存条件: -20℃, Avoid freeze / thaw cycles.。

规格: 100ul

免疫原: Fusion Protein

抗体类型: 鼠单克隆抗体 IgG2b

浓度: 96ug/100ul

缓冲液: PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3

分子量: 43KD

应用种属: 人、小鼠、大鼠、仓鼠、斑马鱼


应用范围: WB : 1:5000-1:50000

IP : 0.5-4.0ug 每 1.0-3.0mg 总蛋白

IHC : 1:10-1:1000

IF : 1:100-1:1000

Western Blot检测



Beta-actin 鼠单克隆抗体 (NC010) 检测 HeLa 全细胞裂解液

产品简介

β -Actin 是横纹肌纤维中的一种主要蛋白质成分，也是肌肉细丝及细胞骨架微丝的主要成分。具有收缩功能，分布广泛，分子量为 43 kDa，具有高度保守性，在细胞中的表达相对稳定，因此它常被用于校正系统的内参。

注意事项

1. β -Actin 在心肌和肾脏细胞中表达低，不适用于心肌或肾脏细胞表达水平的参照。
2. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。
3. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。