

Goat Anti-Mouse IgG, FITC Conjugated 山羊抗小鼠 IgG (H+L), FITC

产品名称: 山羊抗小鼠 IgG (H+L), FITC

目录号: EK013

保存条件: -20℃保存。

规格: 100ul

免疫原: 小鼠 IgG


缓冲液: 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

稳定剂: 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)。

防腐剂: 0.05%叠氮钠。

荧光团: FITC, Amax = 492 nm; Emax = 520 nm

应用范围: Immunofluorescence 1:50-1:200



Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) - Goat polyclonal Secondary Antibody to Mouse IgG - H&L (FITC) EK013

产品简介

本产品为 FITC 标记的经亲和纯化的山羊抗体，特异识别小鼠 IgG，检测灵敏度高，本底低，常用于免疫荧光和流式细胞等标记检测。

注意事项

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释，现用现配。
2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。
3. 避免使用含有苯二胺的封片剂，因为会导致荧光变弱和扩散。
4. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。