



Goat Anti-Rat IgG, FITC Conjugated 山羊抗大鼠 IgG (H+L), FITC

产品名称: 山羊抗大鼠 IgG (H+L), FITC
目录号: EK041
保存条件: -20℃保存。
规格: 100ul
免疫原: 大鼠 IgG
缓冲液: 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6
稳定剂: 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)。
防腐剂: 0.05%叠氮钠。
荧光团: FITC, Amax = 492 nm; Emax = 520 nm

应用范围: Immunofluorescence 1:50-1:200

产品简介

本产品为 FITC 标记的经亲和纯化的山羊抗体, 特异识别大鼠 IgG, 检测灵敏度高, 本底低, 常用于免疫荧光和流式细胞等标记检测。

注意事项

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释, 现用现配。
2. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度。
3. 避免使用含有苯二胺的封片剂, 因为会导致荧光变弱和扩散。
4. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗。